



## Alkohol

<b>Material</b>	<u>Vollblut</u> , mind. 2 <u>mL</u> , in Originalröhrchen mit Trenngel  ▶ Keine alkoholhaltigen Desinfektionsmittel verwenden. Bitte separates Röhrchen einsenden. Röhrchen nach Möglichkeit zentrifugieren aber nicht öffnen.
<b><u>Referenzbereich</u></b>	< 0,1 ‰  0,02 - 0,03 ‰ physiologischer Blut-Alkoholspiegel
<b>Methode</b>	<u>PHOT</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>