



Amphiphysin 1-Autoantikörper

Testparameter	anti-Amphiphysin-1 (Serum) anti-Amphiphysin-1 (Liquor) <u>Antikörper-Spezifität-Index</u>
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL <u>Liquor</u> , 1 mL (Mindestvolumen 50 µL).
<u>Referenzbereich</u>	Serum: 1 : < 1.000 Titer Liquor: 1 : < 100 Titer ASI: < 1,5
Methode	<u>EIDA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u> , <u>UK Neqas</u>
Siehe auch	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de