



## Saurer Glycerol-Lysetest (AGLT)

<b>Synonym</b>	PINK-Test
<b>Material</b>	<u>Citrat-Blut</u> oder <u>EDTA-Blut</u> , 2 mL, (EDTA-, Heparin, Citrat-Blut nicht älter als 48 h) <b>Wichtig:</b> Einsendung ausschließlich Montag bis Donnerstag Ist eine Zusendung am Freitag unumgänglich, bitte diese unbedingt telefonisch in unserer Zentrale oder beim Dienstarzt anmelden.
<b><u>Referenzwert</u></b>	negativ
<b>Methode</b>	<u>PHOT</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
<b>Indikationen</b>	Verdacht auf hereditäre Sphärozytose (Kugelzellanämie), DD intravasale Hämolyse.
<b>Pathophysiologie</b>	Erythrozytenresistenz-Test zur sensitiven (80 – 95 %) und spezifischen Erfassung der hereditären Sphärozytose (Kugelzellanämie).