




Grundeinstellungen von Medistar

„LDFU“ → Optionen → Parameter MD setzen → Daten nach Laborkartennummer einordnen



► Hinweis

Sollten Sie nach Patientennamen zuordnen wollen, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung (siehe Ansprechpartner). Hierfür muss eine Einstellung im Labor geändert werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Zuordnung über Patientennamen fehlerbehaftet ist; es besteht Verwechslungsgefahr. Daher empfehlen wir eine eindeutige Zuordnung über die achtstellige Barcodenummer.

Laborkürzel bearbeiten

- Index → Installation → Laborparameter bearbeiten → Festlegung Laborparameter.
- Ein Laborkürzel kann nicht unter einem neuen Methodenkürzel abgespeichert werden. Man kann ein Laborkürzel jedoch umbenennen.
- In der Anzeige „Labordatenblatt“ erscheint das Methodenkürzel.

Darstellung Laborbogen umgestalten

- Index → Installation → Laborparameter bearbeiten → Festlegung Laborbogen
- Neu anlegen: Erfassen

Ansprechpartner MVZ Labor PD Dr. Volkmann und Kollegen GbR
Andrea Walter
Kriegsstraße 99
76133 Karlsruhe
0721 85000-272
sekretariat@laborvolkmann.de

